



# Antibac Keyboard Wipes

Ytdesinfektionsservett



Antibac Keyboard wipes används för desinfektion av tangentbord, fasta telefoner och fjärrkontroller. Produkten har dokumenterad effekt på bakterier, olika virus och jästsvampar, och används på alkoholbeständiga ytor.

<b>Användningsområde</b>	Dukarna och servetterna har utvecklats för desinfektion av tangentbord, fjärrkontroller och fasta telefoner och har en lagom mängd vätska och en anpassad duk för dessa ändamål.
<b>Produktegenskaper</b>	Antibac Keyboard wipes har storleken 14 x 20 cm. Singelförpackade servetter i en praktisk och användarvänlig displaybox om 80 servetter alternativt en mindre förpackning med 10 servetter som är enkel att ha med sig.  Testdokumentation: EN 13727 bakterier, EN 13624: jäst, EN13697: bakterier och jäst, EN 14476: höljeförsedda virus, EN 14348 mykobakterier, EN 16615: bakterier och jäst.  Verkningstid: minst 1 minut.
<b>Bruksanvisning</b>	Gnid duken / servetten över ytan så att den är fuktig i minst 1 minut. Om avdunstning sker snabbare måste proceduren upprepas.
<b>Sammansättning</b>	<b>Aktiva ämen</b>  Denaturerad etanol                      75%

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt. Artikelnr.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
6 x 1 st		603025	7054956030256	7054957030255
20 x 10 st		603037	7054956030379	7054957030378



## Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) eller genom att kontakta vår kundtjänst på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com).